

# Laparoskopische Handinstrumente



# LAPAROSKOPISCHE HANDINSTRUMENTE, 360° DREHBAR



## DER STANDARD

Das modulare System für jeden Bedarf

- Langlebige und zuverlässige Materialien
- Große Vielfalt an Griffausführungen
- Sperrmechanismus / Deaktivierung

Mehr Informationen finden Sie  
in unserem Laparoskopie-Katalog



Der RZ-Kugelkopf  
Verriegelungssystem für schnelle  
Montage / Demontage



Mehr als 400 laparoskopische Einsätze (Ø 3.0 / 3.5 / 5.0 / 10mm)



Modulares, 3-teiliges abnehmbares Instrumentensystem  
bestehend aus:



# 3-PIECE



### DAS ENDO TIP SYSTEM

Die umweltfreundliche Lösung für die immer scharfe Schere

- Wiederverwendbarer Griff und Schaft, Einwegspitze
- Immer eine scharfe Spitze
- Ökologisch und ökonomisch - reduziert Abfall und schont das Budget



Komplettes Instrument bestehend aus:

- 1 PEEK Polymer Griff (300-450-300)
- 2 Zugstange (300-450-006)
- 3 Außenrohr inklusive blauer Schraubkappe, Ø 5mm (300-450-005)
- 4 Einsatz

#### 1 PEEK POLYMER GRIFF



300-450-300 PEEK Polymer Griff, blaue Schraubkappe, ohne Sperre



Das EndoTip-System ermöglicht die Wiederverwendbarkeit des Griffs und des Instruments und bietet trotzdem die Möglichkeit, die Spitze leicht zu wechseln. Das sorgt für eine stets scharfe Schere ohne die Erzeugung von Abfall des kompletten Einweginstruments.

4



- METZENBAUM** unsteril, limitiert wiederverwendbar
- 300-450-177 medium, 15mm gebogen
  - 300-450-171 kurz, 10mm, gebogen
  - 300-450-173 lang, 18 mm, gebogen
  - 300-450-174 lang, 18 mm, gerade
  - 300-450-176 medium, 15mm, gerade



- METZENBAUM** steril, einmalige Verwendung
- 300-450-177S medium, 15mm gebogen



- JOHNS** Faszange, gefensterter unsteril, limitiert wiederverwendbar
- 300-450-289 unsteril, limitiert wiederverwendbar



- MARYLAND** Faszange, gebogen unsteril, limitiert wiederverwendbar
- 300-450-731 unsteril, limitiert wiederverwendbar



- ENDOCLINCH** Faszange, gefensterter unsteril, limitiert wiederverwendbar
- 300-450-049 unsteril, limitiert wiederverwendbar

4-PIECE






## EINWEG-SCHAFTSYSTEM

Praktisch und scharf

- Kombinieren Sie Ihren bevorzugten Griff mit einer scharfen Einwegscheren
- Kein Nachschärfen Ihrer bevorzugten Metzenbaum mehr nötig
- Hochwertiger Griff kombiniert mit einer Einwegscheren



EINWEG-PRODUKT



Das Einweg-Schaftsystem bietet Ihnen die Möglichkeit ihren bevorzugten MIC-Instrumentengriff mit einem Einwegprodukt zu kombinieren. Das spart Platz auf Ihrem Tablett und reduziert den Zeitaufwand für die Wiederaufbereitung der Geräte.

PEEK Polymer Griff, mit HF-Anschluss  
ohne Sperre 300-750-101

**METZENBAUM**  
Scheren-Einsatz, steril, Box mit 10 Stück,  
Ø 5mm, 330mm Arbeitslänge  
medium, 15mm gebogen 300-600-177S



**METZENBAUM**  
unsteril, limitiert wiederverwendbar, 1 Stück

gerade, kurz, 10mm	300-600-170
gebogen, kurz, 10mm	300-600-171
gebogen, 18mm, lang	300-600-173
gerade, 18mm, lang	300-600-174
gerade, 15mm, medium	300-600-176
gebogen, 15mm, medium	300-600-177



2-PIECE



## RZ Medizintechnik GmbH

Unter Hasslen 20/22  
78532 Tuttlingen, Germany

Phone: +49 7462 9470-0

[sales@rz-medizintechnik.com](mailto:sales@rz-medizintechnik.com)  
[www.rz-medizintechnik.com](http://www.rz-medizintechnik.com)

