



DAS ENDO TIP SYSTEM

Die umweltfreundliche Lösung für die immer scharfe Schere

- Wiederverwendbarer Griff und Schaft, Einwegspitze
- Immer eine scharfe Spitze
- Ökologisch und ökonomisch - reduziert Abfall und schont das Budget



Komplettes Instrument bestehend aus:

- 1 PEEK Polymer Griff (300-450-300)
- 2 Zugstange (300-450-006)
- 3 Außenrohr inklusive blauer Schraubkappe, Ø 5mm (300-450-005)
- 4 Einsatz

1 PEEK POLYMER GRIFF



300-450-300 PEEK Polymer Griff, blaue Schraubkappe, ohne Sperre



Das EndoTip-System ermöglicht die Wiederverwendbarkeit des Griffs und des Instruments und bietet trotzdem die Möglichkeit, die Spitze leicht zu wechseln. Das sorgt für eine stets scharfe Schere ohne die Erzeugung von Abfall des kompletten Einweginstruments.



- METZENBAUM** unsteril, limitiert wiederverwendbar
- 300-450-177 medium, 15mm gebogen
 - 300-450-171 kurz, 10mm, gebogen
 - 300-450-173 lang, 18 mm, gebogen
 - 300-450-174 lang, 18 mm, gerade
 - 300-450-176 medium, 15mm, gerade



- METZENBAUM** steril, einmalige Verwendung
- 300-450-177S medium, 15mm gebogen



- JOHANS** Faszange, gefenstert
- 300-450-289 unsteril, limitiert wiederverwendbar



- MARYLAND** Faszange, gebogen
- 300-450-731 unsteril, limitiert wiederverwendbar



- ENDOCLINCH** Faszange, gefenstert
- 300-450-049 unsteril, limitiert wiederverwendbar

4-PIECE